



Herstellung einer Fritte in einer Kapillare mit Hilfe von **SilaPerm**

Sie möchten Quarzkapillaren selbst füllen und benötigen dazu an einem Ende der Kapillare eine Fritte ? Mit Hilfe von **SilaPerm** kein Problem. Es entsteht nach Aushärtung eine permeable und äußerst robuste Silikatstruktur mit geringem Rückdruck, welche die gewünschten Anforderungen sehr gut erfüllt.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung
969-195.695	SilaPerm Preis: 119,00 €

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen, Design oder Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.